

## Suavel® Protec Plus

Unsere hochqualitative OP-Maske mit elastischen  
Ohrschlaufen – hergestellt in Deutschland /  
Our high-quality mask with elastic ear loops – made  
in Germany



### Produktdaten / Description

REF	Größe / Size Gefaltet / folded	Größe / Size Aufgefaltet / unfolded	Farbe / Color	Packung / Package	Karton / Carton
80-956	175 x 95 mm (± 5 mm)	175 x 170mm (± 5mm)	grün / green	50 Stück / 50 pcs.	20 Packungen / 20 pkg.

### Allgemeine Informationen / General information

#### Materialzusammensetzung / Material composition

- Nasenbügel: Polyolefine-beschichteter kohlenstoffarmer Draht / Nose wire: Polyolefin-coated low carbon wire
- Ohrschlaufen: Elastomer (Polyamid, Elastan) / earloops: elastomer (polyamide, elastane)
- Erste / Äußere Lage: 20 g / m<sup>2</sup> Polypropylen-Spunbond-Vlies / First / outer layer: 20 g / m<sup>2</sup> polypropylene spunbond nonwoven
- Zweite / Mittlere Lage: 25 g / m<sup>2</sup> Meltblown-Polypropylen-Faser / Second/middle layer: 25 gsm meltblown-polypropylene-fibre
- Dritte / Innere Lage: 17 g / m<sup>2</sup> Polypropylen-Thermobond-Vlies / third / inner layer: 17 gsm polypropylene spunbond nonwoven
- Latexfrei / latex free
- Farbstofffrei / contains no dyes
- Normale Flammparkeit Klasse I / normal flammability class I

- Keine antibakteriellen Zusätze / no antibacterial additives
- CAS Nr. Polypropylen: 9003-07-0 / CAS Nr. Polypropylene: 9003-07-0

#### Technische Daten / Technical Data

- Bakterielle Filtereffizienz (BFE): ≥ 98 %  
Bacterial filtration efficiency (BFE): ≥ 98 %
- Atemwiderstand (Δp) / Differential Pressure (Δp): ≤ 40 (Pa / cm<sup>2</sup>)

#### Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen) /  
5 years if stored properly (store in a dry place, protect from sunlight)

#### Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 13485:2016

EN 14683, Typ II / Type II

93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I / Medical device of class I

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).