

Medizid® Alpha+ Flowpack

Gebrauchsfertige aldehyd- und alkoholfreie
Hygienetücher zur Desinfektion von Oberflächen

REF	Tuchgröße	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
00964+FP	Ca. 22 x 20 cm	80 Stück	12 Packungen	-

Allgemeine Informationen

Charakteristik

- Gebrauchsfertig
- Aldehyd- und alkoholfrei
- Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid plus wirksam

Anwendungshinweise

Geeignet für die Schnelldesinfektion aller alkoholunbeständigen Oberflächen und Medizinprodukte im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen sowie in Lebensmittelbereichen, in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen. Nicht zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und invasiven Medizinprodukten geeignet.

Zusammensetzung

In 100 g Lösung sind enthalten:
2-Phenoxyethanol 0,10 g
Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,35 g
N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin 0,25 g

Haltbarkeit

Haltbarkeit 2 Jahre. Nach Gebrauch gut verschließen.
Nur feuchte Tücher verwenden. Nach Anbruch 28 Tage haltbar.

Allgemeine Hinweise

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.

Wirksamkeiten

Gemäß EN 16615	Einwirkzeiten
Bakterizidie, Levurozidie (inkl. 4-Feldertest) (hohe Belastung)	1 Min.
Wirksamkeit der Tränklösung	
Bakterizid, levurozid EN 16615 (hohe Belastung)	1 Min.
Viruswirksamkeiten (EN 14476):	
Begrenzt viruzid PLUS	60 Min.
Begrenzt viruzid	1 Min.
Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV, hohe Belastung)	1 Min.
Noroviren (hohe Belastung)	30 Min.
Adenoviren (hohe Belastung)	60 Min.

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.